

Anti-CA125 mAb

产品信息

背景: CA125 抗原是血清标志物, 在妇科检查中用于监测卵巢癌患者。它是一种 Mullerian 管上皮差异抗原, 在上皮卵巢癌细胞中过度表达并分泌到血液中, 其表达并不局限于卵巢癌。CA125 于 1981 年首次被鉴定出单克隆抗病毒药物 OC25, 随着研究的深入, 越来越多的研究证实了 CA125 水平在监测卵巢上皮癌患者进展方面的有效性。

物种特异性: 特异性识别 CA125

克隆类型: 单克隆抗体

纯化方式: protein A

缓冲液: 0.01M PBS

储存温度: -20℃, 避免反复冻融

产品应用

名称	应用
Anti-CA125-098 mAb	包被
Anti-CA125-103 mAb	显色/发光

订购信息

名称	货号	规格
Anti-CA125-098 mAb	BY04009-M01	100 ug
	BY04009-M02	1 mg
	BY04009-M03	10 mg
	BY04009-M04	100 mg
Anti-CA125-103 mAb	BY04010-M01	100 ug
	BY04010-M02	1 mg
	BY04010-M03	10 mg
	BY04010-M04	100 mg