

# Anti-CA199 mAb

## 产品信息

**背景:** CA199 是一种粘液糖蛋白抗原, 在消化道肿瘤中有较高的阳性率。在胃肠道肿瘤病人中, 检出率、敏感性不是很高, 用于术前诊断有其局限性, 可用于肿瘤切除后疗效检测。CA199 在卵巢浆液性和粘液性癌中的阳性率分别为 20.0% - 28.5%、77.6% - 83.3%, 和 CA125 联合诊断可辅助评估相关肿瘤的病情和判断预后。

**物种特异性:** 特异性识别 CA199

**克隆类型:** 单克隆抗体

**纯化方式:** protein A

**缓冲液:** 0.01M PBS

**储存温度:** -20℃, 避免反复冻融

## 产品应用

| 名称                 | 应用    |
|--------------------|-------|
| Anti-CA199-118 mAb | 包被    |
| Anti-CA199-119 mAb | 显色/发光 |

## 订购信息

| 名称                 | 货号          | 规格     |
|--------------------|-------------|--------|
| Anti-CA199-119 mAb | BY04013-H01 | 100 ug |
|                    | BY04013-H02 | 1 mg   |
|                    | BY04013-H03 | 10 mg  |
|                    | BY04013-H04 | 100 mg |
| Anti-CA199-118 mAb | BY04015-H01 | 100 ug |
|                    | BY04015-H02 | 1 mg   |
|                    | BY04015-H03 | 10 mg  |
|                    | BY04015-H04 | 100 mg |