

# Anti-CA242 mAb

## 产品信息

**背景:** CA242 是一种唾液酸化的鞘糖脂类抗原, 在临床上被用于消化道恶性肿瘤尤其是胰腺癌、结直肠癌的诊断, 与 CA199、CA50 相比, CA242 在胰腺癌、胆囊癌和消化道癌中的灵敏度、特异性更高。和 CEA 相比, CA242 与 CEA 在肿瘤诊断的相关性不完全一致, 作为腺癌的单项指标 CA242 优于 CEA, 二者合用可提高腺癌的诊断率。

**物种特异性:** 特异性识别 CA242

**克隆类型:** 单克隆抗体

**纯化方式:** protein A

**缓冲液:** 0.01M PBS

**储存温度:** -20℃, 避免反复冻融

## 产品应用

名称	应用
Anti-CA242-101 mAb	显色/发光

## 订购信息

名称	货号	规格
Anti-CA242-101 mAb	BY04017-M01	100 ug
	BY04017-M02	1 mg
	BY04017-M03	10 mg
	BY04017-M04	100 mg