

Anti-CA724 mAb

产品信息

背景: CA724 (胃癌抗原) 是检测胃癌和各种消化道癌症的化验标志。CA724 是一种由 CC49 和 B72.3 两株单抗识别的粘蛋白样的高分子量糖蛋白, 正常人血清中含量 < 6 U/mL, 异常升高在各种消化道肿瘤, 卵巢癌均可产生。对于胃癌的检测特异性较高, 以 > 6 U/mL 为临界值。良性胃病仅 < 1% 者升高, 而胃癌升高者比例可达 42.6%, 如与 CA199 同时检测, 阳性率可达 56%。

物种特异性: 特异性识别糖基抗原 CA724

克隆类型: 单克隆抗体

纯化方式: protein A

缓冲液: 0.01M PBS

储存温度: -20℃, 避免反复冻融

产品应用

| 名称 | 应用 |
|--------------------|----|
| Anti-CA724-115 mAb | 包被 |
| Anti-CA724-116 mAb | 显色 |

订购信息

| 名称 | 货号 | 规格 |
|--------------------|-------------|--------|
| Anti-CA724-115 mAb | BY04005-H01 | 100 ug |
| | BY04005-H02 | 1 mg |
| | BY04005-H03 | 10 mg |
| | BY04005-H04 | 100 mg |
| Anti-CA724-116 mAb | BY04006-H01 | 100 ug |
| | BY04006-H02 | 1 mg |
| | BY04006-H03 | 10 mg |
| | BY04006-H04 | 100 mg |