

Anti-CY211 mAb

产品信息

背景: CY211 是指细胞角蛋白 19 片段,是目前研究较活跃的一个新肿瘤标志物,主要分布于单层上皮细胞,如支气管、肺泡、肠、胰管、胆囊宫颈等上皮细胞。当上述细胞癌变时,可释放该片段,诊断准确率肺癌 65%,结肠癌和直肠癌 60%,胰、胆管癌 38.5%可检出阳性。一般与 CA-724 联检,基本可确定为肠或肺癌。

物种特异性: 特异性识别糖基抗原 CA153

克隆类型: 单克隆抗体

纯化方式: protein A

缓冲液: 0.01M PBS

储存温度: -20℃, 避免反复冻融

产品应用

名称	应用
Anti-CY211-096 mAb	包被
Anti-CY211-102 mAb	显色/发光

订购信息

名称	货号	规格
Anti-CY211-096 mAb	BY04007-M01	100 ug
	BY04007-M02	1 mg
	BY04007-M03	10 mg
	BY04007-M04	100 mg
Anti-CY211-102 mAb	BY04008-M01	100 ug
	BY04008-M02	1 mg
	BY04008-M03	10 mg
	BY04008-M04	100 mg