

Mouse Anti-Human IgG mAb

产品信息

物种特异性: 特异性识别人 IgG 片段

抗体来源: 小鼠

克隆类型: 单克隆抗体

标记物偶联: 未偶联

纯化方式: proteinA

缓冲液: 0.01M PBS

储存温度: -20℃, 避免反复冻融

产品应用

应用	推荐比例
ELISA	1: 10000-1: 50000
WB	1: 5000-1: 30000

注: 其他应用可自行测试。

订购信息

名称	货号	规格
Mouse Anti-Human IgG mAb (G3A8)	BY02001-M01	100 µg
	BY02001-M02	1 mg
	BY02001-M03	10 mg
	BY02001-M04	100 mg
Mouse Anti-Human IgG mAb (H1H5)	BY02002-M01	100 µg
	BY02002-M02	1 mg
	BY02002-M03	10 mg
	BY02002-M04	100 mg
Mouse Anti-Human IgG mAb (G6F2)	BY02003-M01	100 µg
	BY02003-M02	1 mg
	BY02003-M03	10 mg
	BY02003-M04	100 mg